

# Airstretcher® series

エアーストレッチャー®は医療用搬送具として米国FDA（米国連邦食品衛生薬事局）、MDM（メディカル・デバイス・マニュファクチャリング）の認定・登録を日本で初めてそれぞれ取得しました。



IMPORTED BY S&A GLOBAL NETWORK CORPORATION

## エアーストレッチャー®・レイズ・ローバル

商品番号 CYN-11R



写真：国立病院機構 災害医療センター納品・同仕様



裏面：特殊全面プラスチック



表面：レイズグリップ

津波災害・1階に集まった患者さん(集団災害時)を上階に搬送する新しいタイプです。

平成23年3月11日発生東日本大震災、被災地病院からの要望により開発されました。

### 仕様

商品名：エアーストレッチャー・レイズ・ローバル  
 使用時：80cm×約245cm×厚さ5.5cm  
 収納時：φ28cm×80cm  
 重さ：7.5kg（本体重量）  
 加工：ローバル加工（TPO系特殊プラスチック又はPE系特殊プラスチック）

### 特徴

ハンドベルト2本（シェル底部固定縫製）頭部側・二人牽引タイプ  
 ※キャリーバック付 ※担架棒別売  
 ◎患者さんをワンタッチ式ファスナー付布で包み込み、安全ベルトで固定するラップ型をさらに改良し、1階にいる患者さんを上階に搬送する新しいタイプです。エアバルブを締めれば浮き具としても使用できます。

### ●下から上へ搬送例



写真提供：浜松市聖隷 三方原病院

## エアーストレッチャー®の特徴

### ●水に浮く



(写真提供：長野市営プール) 使用製品：プロノ/型式CYG-060

### ●搬送後寝具として雪の中でも



石畳・石階段待機 使用製品：ラップローバル/型式CYR-04T  
 雪上での待機 使用製品：プロローバル/型式CYG-06T

### ●DMAT隊員の必需品



DMAT隊員の資材

〈エアーストレッチャー®を使用した訓練風景〉安全で正確にご使用いただくため、予行練習を行ってください。



(写真提供：信州大学医学部)



(写真提供：新潟県立がんセンター)



(写真提供：岩手看護専門学校)



(写真提供：高知赤十字病院)